

LA NECTA VENDING SOLUTIONS S.P.A. SI RISERVA A  
 TERMINI DI LEGGE, LA PROPRIETA' DEL PRESENTE DISEGNO CON DIVIETTO  
 DI RIPRODURLO O DIVULGARLO SENZA SUA PREVIA AUTORIZZAZIONE



DENOMINAZIONE  
**ISTRUZIONI KIT EROGAZIONE TE'**

CODICE  
**599546500**

FOGLIO  
 1/2

NAZIONE - LINGUA  
**ITALIA**

COMPILATO  
 Bertuzzi M.

CONTROLLATO  
 PERSONENI

DATA  
 09-10-00




FIGURA 1




FIGURA 2




FIGURA 3

- 1) Spegnere l'apparecchio, togliere la spina dalla presa di corrente.
- 2) Togliere i contenitori (A).
- 3) Sfondare la pretranciatura (E).
- 4) Assicurare la serpentina (B) alla parete utilizzando gli appositi dentini (H) indicati in figura 2.
- 5) Inserire nel vano creato al punto 3, il cassetto (D) dopo aver applicato sulla serpentina l'imbuto (C) come mostrato in figura 2.
- 6) Staccare il tubo dell'acqua (F) dall'ugello (G).
- 7) Collegare al beccuccio dell'imbuto (C) il tubo dell'acqua (F) e il tubo della serpentina (B) all'ugello (G) come mostrato in figura 3.

DATE

AVANZAMENTO

SIGNATURE